

Key:
 Keyline (non print) ———
 Cut line: ———
 Fold line: - - -
 Glue area: ■■■■

Kreatinin-clearance-beregningslineal

Brugsanvisning

1. Indstil vægten over for patientens alder
2. Uden at ændre skalaen kan du aflæse serum-kreatinin og kreatinin-clearance

Alder, mand (år) 20 30 40 50 60 70 80 90 95

Vægt (kg)

Alder, kvinde (år) 20 30 40 50 60 70 80 90 95

$$C_{cr} \text{ (ml/min)} = \frac{[140 - \text{Alder (år)}] \times \text{Vægt (kg)}}{72 \times \text{Serum Cr (mg/dl)}} \quad (\times 0,85 \text{ for kvinder})$$

Serum (µmol/l) 442 354 265 221 177 133 88 53 44 35
 Kreatinin (mg/dl) 5,0 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,6 0,5 0,4

Kreatinin-clearance



Kreatinin-clearance-beregningslineal



